

eversense[®] 365
Continuous Glucose Monitoring System

EIN JAHR. EIN CGM.




Ein Jahr lang verlässliches Diabetesmanagement mit einem CGM

Unübertroffene Messgenauigkeit ($\text{MARD} \leq 9\%$)
über alle Glukosebereiche hinweg¹


Glukose- bereiche	< 54 mg/dl	54–69 mg/dl	70–180 mg/dl	181–250 mg/dl	> 250 mg/dl	< 54 bis > 250mg/dl
MARD [#]	7,7 [#]	7,8 [#]	9,0 %	7,8 %	7,5 %	8,8 %

[#]Im Glukosebereich < 70 mg/dl: Mittlere absolute Differenz, MAD (mg/dl)

Höchste Messgenauigkeit
im Bereich der schweren Hypoglykämie²⁻⁴




Die außergewöhnliche Genauigkeit von Eversense 365 zeigt sich auch im nahezu vollständigen Ausbleiben von Kompressionstiefs.⁵



Ein ganzes Jahr mit minimalen Unterbrechungen¹

Die Nr. 1 unter den CGM-Systemen mit der längsten und stabilsten Sensorlaufzeit^{2-4*}

Anteil an Sensoren mit Erreichen der erwarteten Sensorlaufzeit



90 % der Eversense 365-Sensoren funktionieren über die vollen 365 Tage und machen es zum zuverlässigsten CGM.²

Weniger Aufwand⁶ und mehr Vertrauen in das eigene Diabetesmanagement⁷

Hautfreundlich²

< 1 %

Weniger als 1 % der Eversense Verwender erlebten **Hautreaktionen durch das Pflaster.**²

Bei etwa 30 % der Patienten mit traditionellen Kurzzeit-CGMs treten Hautreaktionen auf.⁹

Verlässliche Alarme²

91 %

Mit Eversense 365 wurden **91 % der Ereignisse im hypoglykämischen Bereich (60 mg/dl) korrekt erkannt.**²

Mit traditionellen Kurzzeit-CGMs werden nur 85 % bzw. 76 % der Hypoglykämie-Ereignisse erfasst.^{3,4}



- Ein Sensor pro Jahr
- Ein Transmitter pro Jahr
- Eine Kalibrierung durch Blutzucker-messung an der Fingerbeere pro Woche[‡]
- Eine Verordnung pro Jahr
- Eine Insertion pro Jahr

Unterstützen Sie Ihre Patienten mit der Wahl von Eversense 365 für ein besseres Diabetesmanagement!

Die ersten Schritte:

1

Verordnen Sie das Eversense 365 CGM System

Das Eversense Service Team unterstützt Ihre Patienten dabei, einen geeigneten Fachhändler sowie ein geeignetes Eversense Zentrum in der Nähe zu finden.

2

Insertion in der eigenen Praxis oder Überweisung an ein zertifiziertes Eversense Zentrum

Zertifizierte Ärztinnen und Ärzte übernehmen das Einsetzen (und Entfernen) des Sensors. Zudem findet eine technische Einweisung für den Patienten in das Eversense 365 CGM System statt.

Die Diabetesversorgung Ihrer Patienten bleibt in Ihrer Hand.

*Keine Vergleichsstudie. Angaben gemäß jeweiliger USER-Guides. [‡]nach Tag 13

Referenzen: 1) Bailey TS et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the 365-Day Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System; The ENHANCE Study. Diabetes Technol Ther. 2025;27(5):407-411. 2) Senseonics (2024) Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring System User Guide LBL-7702-01-001. 3) Dexcom (2025) G7 User Manual AW00078-10 Rev 004 MT-00078-10. 4) Abbott (2024) Freestyle Libre 3 User Guide ART49385-001 Rev. A 04/24. 5) Christiansen MP et al. A Prospective Multicenter Evaluation of the Accuracy of a Novel Implanted Continuous Glucose Sensor: PRECISE II. Diabetes Technol Ther. 2018;20(3):197-206. 6) Tweden KS et al. Long-term Safety and People Reported Outcomes of a Long-Duration Implantable CGM System in the US Post Approval Setting. Interv Obes Diabetes. 2024; 6(5):631-637. 7) Barnard KD et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. J Diabetes Sci Technol. 2018;12(3):634-638. 8) Deiss D et al. Real-World Safety of an Implantable Continuous Glucose Sensor Over Multiple Cycles of Use: A Post-Market Registry Study. Diabetes Technol Ther. 2020;22(1):48-52. 9) Diedisheim M et al. Prevalence and Description of the Skin Reactions Associated with Adhesives in Diabetes Technology Devices in an Adult Population: Results of the CUTADIB Study. Diabetes Technol Ther. 2023;25(4):279-286. 10) <https://edisonawards.com/winner/eversense-365/>; 11) <https://medtechbreakthrough.com/2025-winners/>

Senseonics.

Vertrieb durch:
Senseonics Deutschland GmbH
Am Kabellager 11, 51063 Köln
www.eversenseCGM.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
© 2026 Senseonics, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Das Eversense® 365 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen (ab 18 Jahren) mit Diabetes für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach Tag 13 einmal pro Woche zur Kalibrierung erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den CGM-Informationen übereinstimmen oder wenn Medikamente der Tetracyclin-Klasse eingenommen werden. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. Das Eversense 365 CGM System wird von einem Arzt verordnet. Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter <https://global.eversensediatetes.com/safety-info/>

Eversense, Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Weitere Marken und deren Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.

Wir kümmern uns um Ihre Fragen. **Eversense Service Team** 0800 / 50 88 844, support.de@eversensediatetes.com



Eversense 365 wurde als **Innovation im Bereich CGM** mit dem **Edison Award Gold 2025** in der Kategorie "Individuelles Gesundheitsmonitoring" ausgezeichnet.¹⁰



Eversense 365 wurde bei den **MedTech Breakthrough Awards 2025** als **Best New Technology Solution** in der Kategorie "Diabetes Management" ausgezeichnet.¹¹